

からだにいい水、おいしい水。電解水素水で健康宣言。

日本トリムの電解水素水整水器「トリムイオン H-2PREMIUM」で
“上質な水”生活が始まります。

Healthy



胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

胃もたれ

胃の不快感

電解水素水

飲用、お料理、洗顔に。



日本トリムの電解水素水でつくる
1台で3つの水。くらしに合わせて
お使いいただけます。

電解水素水は、水道水に含まれる塩素や鉛などを除去し、さらに電気分解することで、陰極側に生成される水素を豊富に含んだアルカリ性のお水です。生成後、白く小さい気泡が発生しますが、これは電気分解によって生成された水素の気泡です。そのままお飲みください。また、胃腸症状の改善に効果がありますので、毎朝のお通じなどが気になる方はぜひお試しください。



毎日のご飯の炊き水に
電解水素水でご飯を炊くと、炊き上
がりがふっくらで、おいしくなります。



緑茶・紅茶・コーヒーに
おいしい水は、緑茶・紅茶・コーヒ
ーの味を引き立てます。



煮物やアク抜きに
ダシがよく取れ、煮物の素材を
ふっくらとやわらかく仕上げます。

浄水

赤ちゃんのミルクや
薬の服用に

塩素系の不純物が含まれていない
安全なお水です。赤ちゃんのミルク
や薬の服用にお使いください。



酸性水

洗顔や洗い物に

電解槽の陽極側で生成される
酸性のお水です。洗顔や洗い物
にお使いいただけます。



本器は管理医療機器です。

本器は医薬品医療機器等法(旧薬事法)第2条第4項の政令で定める
医療機器であり、第6項の管理医療機器です。



連続生成型電解水素水整水器

TRIM ION H-2 PREMIUM

管理医療機器製造販売承認番号:219AGBZX00020A05

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

<https://www.nihon-trim.co.jp/>



はじめましょう! 水素水のある暮らし。

1日1ℓを
オススメ
します!

お水を購入するより経済的です。



トリムイオンの電解水素水
1ℓあたり約6円
高濃度水素 1.3ppm

計測機器 東理DKK 溶存水素計DH-35K
大阪市水道水 水温15度
測定日 2014年11月21日 ※日本トリム本社開発部測定



水素水(市販)

1ℓあたり 約1000円

高濃度水素 0.8~1.1 ppm



ペットボトル
(ミネラルウォーター)
1ℓあたり
約100円



ウォーター
サーバー
1ℓあたり
約100円

整水器と浄水器の違いとは

水をろ過して不純物を取り除くのが浄水器です。
整水器は、浄化された水をさらに電気分解して、
水素を豊富に含んだアルカリ性の電解水素水をつくります。

【標準取付できない水栓】

右記のような水栓を
お使いの場合、付属の
分岐水栓を 取り付ける
ことができません。

※別途工事が必要となります。

先端が 10mm以下		シャワー ノズル付	
・先端角型 ・先端円型		センサー付	

【ご使用上の注意】

- 飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。
- 腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

NC CARD
SASEBO model

会員様特別価格



連続生成型電解水素水整水器

TRIM ION
H-2 PREMIUM

標準価格 393,000円(税込)

NC CARD 会員様価格
SASEBO model

¥250,000 設置費用含む

NCカード1回払い
をご利用の場合 **3%還元!** さらに7,500円
お得です。

ショッピングクレジットのご利用も可能です。(お支払例)

36回払い	60回払い
● 11,500円×初回 ● 8,100円×35回 ● お支払い総額/295,000円	● 9,000円×初回 ● 5,000円×35回 ● お支払い総額/304,000円

【別売品】
交換浄水カートリッジ

PREMIUM

マイクログリーンBM
+カートリッジ

標準価格 13,750円(税込)

【別売品】
酸性水ノズル

酸性水ノズルを利用すること
により、酸性水を便利に取り
出すことができます。

標準価格 2,200円(税込)

(社) 日本経済団体連合会会員 (財) 機能水研究振興財団理事
(社) 日本病協会会員 (社) 日本ホームヘルス機器協会正会員



株式会社日本トリム

東証一部 (証券コード: 6788)

本社 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENT オフィスタワー22F
TEL.06-6456-4600(代)

支社 / 札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡
その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

☎ 0120-328-106 <https://www.nihon-trim.co.jp/>



■製造販売元

株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
〒783-0060 高知県南国市蛸が丘1-5-2

●お求め・お問い合わせは

販売正規代理店 **株式会社 日本エコネット**

0120-968-387

(月～金曜/8:45～17:45 休業日:土曜・日曜)

〒857-1162 長崎県佐世保市御本町6-2 <https://www.jp-econet.com>

日本トリムは
整水器シェア
No.1の企業です。

※矢野経済研究所
「2019年版浄水器・整水器市場の実態と展望」日本トリム整水器売上高より



毎日の
おいしい水は、
健やかな暮らしを
つくります。

安全上のご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。●35℃を超えるお湯を本 体側に通さないでください。●pHの測定は定期的に行い、pH10以上の水は直接飲用しないでください。●次のような水は飲用しないでください。(1)酸性水、(2)排水パイプ(パイプ)から出る水、(3)pH測定液が入った水●医薬品を電解水素水で併飲しないでください。●次の方は電解水素水を飲む前に医師に相談してください。(1)医師の治療を受けている方、(2)腎臓に障害がある方、(3)身体に異常を感じている方●電解水素水を飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは飲用を中止し、医師に相談してください。●次の方は酸性水を使用する前に医師に相談してください。(1)肌の弱い方、(2)アレルギー体質の方 ●酸性水を使用して別に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談してください。●電解水素水はpH9.5が飲用に適していますが、初めて飲用する方は水素水レベル1で少量から飲用してください。●電解水素水は、1日当たり500-1000ミリリットルを目安に飲用してください。●生成水は生成後なるべく早く使用してください。また、電解水素水/浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れ冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

主な仕様

販売名	トリムイオン H-2 プレミアム	消費電力	約420W(待機時約1.0W)
医療機器製造販売承認番号	219AGBZX00020A05	電極槽	4槽(8セル)
定格電圧	AC100V	電極(枚数)	プラチナコーティング電極(5枚) (田中貴金属製使用)
定格周波数	50-60Hz	電極耐久時間	電解時間として4000時間
定格電流	AC7.0A	生成水取水方式	1ウェイ方式
定格電解電圧	DC70V(max)	電解水素水	約5.8リットル/分(max)、酸性水約5.8リットル/分(max)、冷水約7.0リットル/分(max)
定格取水量	約5kg	電源コード長	約2.7m
本体重量	280(W)×357(H)×130(D)mm		
浄水カートリッジの過能力	JIS規格13物質※114トン(除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量4リットル/分) 浄水器協会自主規格6物質※214トン(除去率80%以上) 浄水器協会規格基準の試験結果(試験ろ過流量4リットル/分) (使用量・水質等によって異なりますが、1日38リットル 使用した場合で約1年間使用できます。)		
電解槽洗浄方式	ダブルオートチェンジ・クロスライン方式		
電源回路	スイッチングレギュレーター制御方式		
本体保護機能	ヒューズ(基板内蔵):8A 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 分岐水検出流量弁 ツインセーフティバルブ機能(熱水流入防止・過大水压防止)		

毎電
日解
健康水素水をサポート。

胃腸症状の改善
胃もたれや胃の不快感を
やわらげます。
胃腸の働きを助け、
お通じを良好にします。

TRIM
NIHON TRIM CO.LTD.

連続生成型
電解水素水整水器
TRIM ION
H-2 PREMIUM
管理医療機器製造販売承認番号
219AGBZX00020A05

本器は管理医療機器です。

本器は医薬品医療機器等法(旧薬事法)第2条第4項の政令で定める
医療機器であり、第6項の管理医療機器です。

お求め・お問い合わせは

販売正規代理店



株式会社
日本エコネット